

Medtronic

Dragðu úr
ágiskunum með
InPen
snjall-insúlínpenna



Penni og app,
virka með Guardian
appinu fyrir samfellda
sykurmælingu

Snjall-insúlínþenni

InPen snjallþenni er eina snjallþennakerfið sem samanstendur af Bluetooth tengdum þenna og appi sem sýnir samfelldan blóðsykur frá sykurnema.

Kerfið hjálpar einstaklingum með tegund 1 og 2 sykursýki við að gefa rétt magn af insúlíni á réttum tíma.



Gengur með NovoRapid® og Fiasp® hylkjum (fylgja ekki með)

Tengist appinu í gengum Bluetooth®

Fylgist með hitabreytingum á insúlíni

Rafhlaðan endist í eitt ár, ekki þörf á að hlaða

Getur skammtað hálfum einingum

InPen getur breytt hvernig þú gefur þér insúlín og stýrir meðferðinni.

Með því að skrá meðferðarupplýsingar í kerfið, færð þú ráðleggingar sem hjálpa þér við að taka réttari ákvarðanir og ná betri stjórn.

InPen léttir þér lífið

- Reiknar út virkt insúlín
- Reiknar insúlínskammta
- Minnir á gleymda skammta
- Minnir á langvirkt insúlín
- Minnir á blóðsykursmælingu
- Gefur viðvaranir vegna hitastigs og útrunnins insúlíns
- Hægt að deila skýrslum með meðferðaraðila
- Rauntíma sykurmælingar frá Guardian 4 kerfinu
- Þarf ekki að hlaða, rafhlaða endist í eitt ár
- Hægt að para fleiri en einn penna við appið
- Þægilegt fyrir hreyfingu og ferðalög
- Hægt að skammta hálfar einingar



1/2-eininga skammtar hafa jákvæð áhrif á langtímagildið og sykursveiflur



60% insúlínskammta eru teknir þegar virkt insúlín er til staðar í líkamanum



2 af hverjum 3 þurfa hjálp við að reikna út insúlín skammta



Skammtareiknivél er tengd við 0.7-1% lækkun á langtímagildi

Meðferðarskýrslur

Hægt að deila meðferðarskýrslunum með meðferðaraðilal áður eða þegar þú ferð í eftirlit.

Auðveldar til muna öll samskipti varðandi meðferðina og meðferðarákvarðanir.



InPen appið

Rauntíma
sykurmæling

Reiknar út skammtana þína



Fylgist með
virku insúlíni

Sykursveiflur

Tengist
Guardian
appinu

Skammta
áminning

Skráir
sjálfkrafa
skammta
gefna með
InPen

Allt að 90 daga
deilanlegar skýrslur



Byrjaðu í dag



Hringdu í AZ Medica í síma
5645055 eða sendu
póst á diabetes@medica.is
www.medica.is

Máltíðar insúlín

Taktu rétt magn af insúlíni á réttum tíma

InPen appið býður uppá þrjá valkosti til að hjálpa þér að stjórna sykursýkinni:

Kolvetnatalning


Hefðbundin kolventatalning með snjallreiknivél tekur tillit til virks insúlíns, blóðsykursmarkgildis og insúlín næmis.

Áætla máltíðarskammta

Áætlun á stærð máltíðar auðveldar þér að gefa þér rétt magn af insúlíni án þess að telja kolvetni.

Fastur skammtur

Notar þú fyrirfram ákveðna skammta? InPen appið heldur utanum virkt insúlín til að aðlaga fasta skammtinn eftir því sem hentar hverju sinni.



Við höfum dregið úr ágiskunum fyrir insúlínjafir þannig að þú verðir öruggari og náir betri stjórn óháð insúlínmeðferð þinni eða getu til að telja kolvetni.

Til að fá InPen þarft þú að fá þinn
meðferðaraðila til að sækja um
meðferðina.

Þú þarft einnig að fá meðferðaraðila
til að reikna út meðferðarstillingar fyrir
appið.

Þér er velkomið að hafa samband við
okkur hjá AZ Medica fyrir frekari
upplýsingar.

Þú getur hringt í okkur í síma
564 5055 eða sent okkur fyrirspurn á
diabetes@medica.is

